

Scheda tecnica Fonti di luce stroboscopiche mod. Highlight

Dettagli tecnici - Basic version

NOME	VALORE
Fonti luce	con LED sul manipolo
Temperatura colore	6,500°K
Intensità LED	800 lumens
Tempo di vita del LED	50,000 ore
Modo d'uso	luce continua e stroboscopica
F0 ex-traction	manuale o automatico
F0 range	70 Hz - 1,000 Hz
Slow motion	3 velocità
Microfono	clip-on e microfono inclusi
Pedale	Pedale singolo incluso
Light cable conn	Compatibile Storz, altri standard disponibili su richiesta
Uscite	audio and USB
Peso	5 Kg / 11 lbs
Dimensioni	180x100x140 mm (WxHxD)
Standards	Sicurezza: EN 60601-1EMC: EN 60601-1-2

Dettagli tecnici - Plus version

NOME	VALORE
Standards	Sicurezza: EN 60601-1EMC: EN 60601-1-2
Dimensioni	300x110x290 mm (WxHxD)
Peso	5 Kg / 11 lbs
Conn. Cavo luce	Compatibile Storz, altri standard disponibili su richiesta
Pedale	2 pedali inclusi
Microfono	clip-on e microfono inclusi
Slow motion	3 velocità
F0 range	70 Hz - 1,100 Hz

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) - Italy
 Capitale sociale: 50.000,00 Rea: BO-515493
 Partiva Iva e CF: 03390661209
 Pec: medicaresolutions@legalmail.it

Scheda tecnica Fonti di luce stroboscopiche mod. Highlight

F0 ex-traction	manuale o automatico
Modo d'uso	luce continua e stroboscopica
Temp di vita del LED	20,000 ore
Intensità LED	2,000 lumens
Temperatura colore	6,800°K
Fonti luce	white LED, integrata nel dispositivo

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) - Italy
Capitale sociale: 50.000,00 Rea: BO-515493
Partiva Iva e CF: 03390661209
Pec: medicaresolutions@legalmail.it