


Scheda tecnica OtoP/V Elegance



Dettagli tecnici

NOME	VALORE
Tensione di alimentazione	230 V-50/60 Hz
Colonna bassa tensione	24 Vdc
Spinta colonna sollevamento	2000 N
Spinta molla a gas schienale	800 N
Capacità Max di sollevamento	145 Kg
Potenza assorbita	90 V.A.
Protezione da fusibile	1,6 A
Peso della poltrona	80 Kg
Lunghezza basamento	740 mm
Massima altezza seduta	750 mm

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) - Italy
 Capitale sociale: 50.000,00 Rea: BO-515493
 Partiva Iva e CF: 03390661209
 Pec: medicaresolutions@legalmail.it