


Scheda tecnica Otocompact Steel



Dettagli tecnici

NOME	VALORE
Tensione di alimentazione	230 V +/- 10% optional 110V +/-10%
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita (configurazione MAX)	1200 VA
Peso	120 Kg
Numero massimo di strumenti	4
Portata aria insufflatore	26 l/m (Variazione fino a 250 Kpa)
Portata siringa lavaggi	350/400 cc/min (a 2,2 Bar)
Aspirazione nominale (motore ad olio)	-86 KPa (-650 mmHg) 50 L/min con variazione infinita
Fusibili alimentazione	F1, F2 = 6,3 AT
Fusibile Presa esterna	F3 = 4AT

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) - Italy
 Capitale sociale: 50.000,00 Rea: BO-515493
 Partiva Iva e CF: 03390661209
 Pec: medicaresolutions@legalmail.it