


Scheda tecnica OtoP/i Elegance



Dettagli tecnici

NOME	VALORE
Power supply tension	NA - pistone idraulico
Spinta pistone idraulico	3000 N
Spinta molla a gas schienale	800 N
Capacità MAX sollevamento	150 Kg.
Peso della poltrona	80 Kg
Lunghezza basamento	740 mm
Massima altezza al gambale	680 mm

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

Via Pietro Nenni, 3 - 40026 Imola (BO) - Italy
 Capitale sociale: 50.000,00 Rea: BO-515493
 Partiva Iva e CF: 03390661209
 Pec: medicaresolutions@legalmail.it